

Medikzap

witalna siła impulsów elektrycznych

„Jeśli chcesz zrozumieć swój organizm,
to myśl w kategoriach energii i wibracji.”

Nikola Tesla



Liliann Kristinn Elmborg

Organizm człowieka jest złożonym systemem, który dla zachowania sprawności musi być utrzymywany w stanie równowagi energetycznej. Zgodnie z założeniami medycyny energetycznej, wiele dolegliwości - w tym obniżona odporność organizmu i zakłócenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych - bywa związanych ze spadkiem potencjału elektrycznego komórek. Zwolennicy tej koncepcji wskazują, że można go wspierać poprzez doładowanie aparatem Medikzap, który ma sprzyjać równoważeniu poziomu energii w organizmie oraz wspomagać naturalne procesy obronne.

Medikzap - droga do właściwej równowagi organizmu

Impulsy generowane przez to urządzenie stymulują naturalną energię i wspierają utrzymanie wewnętrznej harmonii i lepszego samopoczucia. Poprzez emisję odpowiednich częstotliwości, aparat wspomaga naturalne procesy fizjologiczne związane z samooczyszczaniem komórkowym i wzmacnia mechanizmy detoksykacyjne organizmu dzięki czemu:

- Pomaga przywrócić wewnętrzną równowagę elektromagnetyczną, co przekłada się na lepsze samopoczucie.
- Wpisuje się w koncepcję tworzenia niesprzyjającego środowiska dla drobnoustrojów uznawanych za szkodliwe.
- Wspomaga naturalne procesy detoksykacji, ułatwiając eliminację zbędnych produktów przemiany materii.
- Pobudza naturalną odporność w walce z czynnikami zewnętrznymi.
- Sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory mikrobiologicznej układu pokarmowego.
- Łagodzi stres i korzystnie wpływa na spokojniejszy sen

Intrygujące badania porównawcze

Dwa aparaty emitujące prąd o zbliżonym przebiegu impulsów – Medikzap firmy Medi-Flowery oraz zapper skonstruowany według schematu dr Huldy Clark (w badaniach oznaczony jako NE 555) – poddano testom in vitro w labo-

ratorium mikrobiologicznym w Lublinie, w celu oceny ich efektywności w zwalczaniu drożdżaka *Candida albicans* [1].

Badanie laboratoryjne (in vitro) wykazało różnicę w działaniu obu urządzeń na hodowlę grzyba: komórki poddane działaniu Medikzap nie namnażały się ponownie, natomiast komórki *Candida albicans* poddane działaniu aparatu NE 555 uaktywniły się już po 30 dniach. Warto podkreślić, że są to wyniki badania na hodowli komórkowej (in vitro), które nie są równoznaczne z potwierdzonym działaniem terapeutycznym u człowieka.

Inny test wykazał, że Medikzap nie powoduje zmian w ilości i rodzajach pożytecznych bakterii obecnych w organizmie człowieka. Z kolei zapper o tradycyjnej konstrukcji wpłynął wyraźnie na zmniejszenie tej dobroczynnej flory.

Dla użytkownika tradycyjnego zappera ewentualne obrzmienie i krwawienie dziąseł stanowić może niepokojący objaw, świadczący o niszczeniu pożytecznych mikroorganizmów. Tego typu symptomy nie są normalne i nie powinny towarzyszyć procesom oczyszczania.

Warto pamiętać, że w takiej sytuacji samo sięgnięcie po probiotyk czy odrobinę jogurtu może nie wystarczyć do przywrócenia równowagi flory bakteryjnej.

Aparaty o zbliżonej budowie mogą w praktyce wykazywać zupełnie różne działanie. Należy zwrócić również uwagę, że używanie zapperów, które emitują nieharmonijne częstotliwości, może przyczyniać się do zaburzenia naturalnej równowagi organizmu i stać się czynnikiem stresogennym.

Trzy rodzaje prądu – trzy różne efekty

W niezależnym laboratorium mikrobiologicznym w Lublinie przeprowadzono badania in vitro nad skutecznością zwalczania grzyba *Candida albicans* za pomocą trzech aparatów różnie modulujących emitowany prąd elektryczny [2]. Testy wykazały, że:

1. Prąd pulsujący jednokierunkowy skutecznie zwalcza komórki grzyba.
2. Prąd naprzemienny o przebiegu symetrycznym jest obojętny – nie usuwa grzyba, ale też nie przyczynia się do jego rozwoju.
3. Prąd stały galwaniczny powoduje gwałtowny wzrost populacji *Candida albicans*, jakby był dla niego czymś w rodzaju pożywki.

Wyniki tych badań [2] potwierdzają, jak istotne znaczenie ma wybór aparatu generującego właściwe fale elektryczne. Co więcej, różne urządzenia wytwarzające impulsy elektryczne o takim samym przebiegu fali mogą się różnić pod względem skuteczności. Zależy to bezpośrednio od zastosowanych w nich rozwiązań technicznych i oprogramowania.

Mistyka i nauka

Edgar Cayce (1877–1945), największy mistyk i wizjoner amerykański, mówił w swoich odczytach o wpływie elektryczności na organizm człowieka. Według niego „u podstaw życia leży najprostsza forma wibracji elektrycznej”. To właśnie ona decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu.

Według Caycego aura, czyli subtelne pole energetyczne otaczające żywe organizmy, stanowi obrazową reprezentację zdrowia, myśli i potencjału życiowego jednostki.

W dosłownym sensie aura jest wskaźnikiem kondycji całego „ja” - czyli ciała, umysłu i ducha.

Edgar Cayce sformułował także teorię, że zrównoważone siły elektryczne w organizmie zapewniają zdrowie całego ciała – w tym wszystkich narządów wewnętrznych, tkanek, kości i nerwów.

Zbyt niski poziom energii elektrycznej może prowadzić do zakłócenia równowagi i osłabienia organizmu. Istnieje jednak możliwość uzupełnienia tej energii, czyli doładowania wewnętrznych „baterii”, właśnie za pomocą aparatu Medikzap.

Także **prof. Włodzimierz Sedlak** - polski duchowny katolicki, twórca szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia - twierdził, że życie drga impulsami elektromagnetycznymi, a zatem istnieją podstawy uzasadniające elektroniczną interpretację praw biologii.

W 1967 roku sformułował on przełomową hipotezę o istnieniu bioplazmy. Definiował ją jako specyficzny dla organizmów żywych „piąty stan materii”, którego cechą charakterystyczną jest emisja światła [3].

Najnowsze **badania naukowców z Uniwersytetu w Calgary** potwierdzają istnienie biofotonów, czyli cząsteczek emitujących delikatne światło odpowiadające energii elektromagnetycznej wszystkich żywych organizmów. Odkrycia kanadyjskich uczonych przenoszą pojęcie aury ze sfery wierzeń i mistycyzmu do głównego nurtu nauki. [4].

Przez dłonie do meridianów

Aparat Medikzap ma 4 programy, które – zgodnie z koncepcją medycyny energetycznej – mają dostarczać energii wspierającej naturalną równowagę różnych obszarów organizmu.

Program 1: układ kostny, mięśniowy, immunologiczny oraz krwionośny.

Program 2: mózg, serce, wątroba, nerki, nadnercza, piersi, płuca, śledziona, tarczyca, jelito grube, macica, prostata, centralny układ nerwowy oraz białe i czerwone krwinki.

Program 3: jelito cienkie, jajniki, pęcherz i drogi moczowe, gruczoły limfatyczne, trzustka, pęcherzyk żółciowy, miednica, żołądek, krtań, narządy słuchu i wzroku, a także skóra, włosy i paznokcie. W obszarze tym mieści się również centrum gospodarki hormonalnej oraz kwasowo-zasadowej.

Program 4: energetyzuje i stabilizuje cały organizm. Stosowany w połączeniu z programami 1–3 wzmacnia ich działanie.

Impulsy elektryczne emitowane przez Medikzap rozchodzą się po całym ciele przez elektrolity (płyny ustrojowe) oraz tkanki nerwowe i mięśniowe.

W celu maksymalnego wykorzystania energii (czyli potencjału) aparatu Medikzap firma Medi-Flowery poleca elektrody kuliste, ponieważ przekazują one o 60% więcej mocy niż inne typy elektrod. Przy stosowaniu elektrod walcowatych lub płaskich znaczna część emitowanej energii „ucieka” przez ich krawędzie, co zmniejsza efektywność terapii. Elektrody kuliste działają skuteczniej na punkty akupunktury na powierzchniach dłoni. Pozwala to na równomierne rozprowadzenie energii po całym organizmie przez meridiany (kanały energetyczne).

Odkrycia współczesnej nauki oraz mądrość dawnych wizjonerów prowadzą do jednego wniosku: kluczem do dobrego samopoczucia jest dbałość o energetyczną równowagę organizmu. Wybierając Medikzap dajesz ciału precyzyjne doładowanie, na jakie zasługuje. Tak właśnie moc technologii wspiera naturę.

Uwaga: Urządzenie emituje delikatne impulsy o niskiej częstotliwości. Aparat nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów prawa i nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki ani leczenia medycznego. W przypadku problemów zdrowotnych należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Bibliografia:

1. Puacz E., Elmborg L., Studies on the effect of Medikzap and NE 555 devices used in natural medicine on the *Candida albicans* fungus cells, „Polish Journal of Environmental Studies” 2006, t. 15, nr 2b, s. 1517–1519.
2. Puacz E., Elmborg L., Evaluation study on the effect of three electric currents on the *Candida albicans* fungus cells, „Polish Journal of Environmental Studies” 2006, t. 15, nr 2b, s. 1514–1516.
3. Sedlak W., Wejście w nieznanne rejony życia, „Roczniki Filozoficzne” 1989–1990, t. 37–38, z. 3.
4. Salari, V., Seshan, V., Frankle, L., England, D., Simon, C., & Oblak, D. (2025). Imaging ultraweak photon emission from living and dead mice and from plants under stress. The Journal of Physical Chemistry Letters, 16(5), 4354–4362. doi.org



Produkt do nabycia:
www.medi-flowery.com
tel. 518 414 369